



## Augen-Notfallstation

- in staubdichter Wand-Box aus schlagfestem Hartschaum
- 200 ml Flasche mit neutralisierender Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- 500 ml Flasche mit steriler Kochsalzlösung (0,9 %)
- Augenmuschel, die beim Einsatz der Flasche das Auge offen hält
- gemäß DIN 12930
- steril und hygienisch
- mit Piktogrammen zur Anwendung auf der Außenklappe
- mit Spiegel im Inneren
- durch die Versiegelung ist das Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen
- ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall

**Hinweis:** Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

- für den Markt: D / A / L / CH

### Anwendungsbeispiele:


- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter etc.)
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar

### Für wen geeignet:

- Betriebe, Handwerker, Werkstätten
- Labore
- Schulen, Universitäten



Augen-Notfallstation



Augen-Notfallstation, Anwendungsbeispiel

Produkt	Inhalt	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augen-Notfallstation	200 ml Phosphatpufferlösung, 500 ml Kochsalzlösung		P-44010 00	62350040