



Augenspülung, neutralisierend

- pH-neutral
- Spülflasche mit Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- neutralisiert auch extrem starke Säuren und Laugen
- 2 Minuten Spülzeit
- speziell geformte Augenmuschel, die das Auge offen hält
- durch Versiegelung ist das Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen

Hinweis: Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

- Für den Markt: D / A / L / CH

Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplinter etc.)
- auch für Säuren oder Laugen verwendbar



Augenspülung, neutralisierend

Produkt	Inhalt	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspülung	200 ml		P-44012 00	62350042