

## Augenspül-Station

- Station aus Kunststoff
- mit Befestigungsmaterial zum Aufhängen an der Wand
- mit Spiegel
- Station ist nachfüllbar
- inkl. 2 x 500 ml Augenspüllösung Ecolav (0,9 % Kochsalzlösung, steril) in Flasche mit Augenaufsatz
- zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge

**Hinweis:** Augenspülungen sind Einwegprodukte, angebrochene Flaschen sind zu entsorgen, da diese nicht mehr steril sind

### Anwendungsbeispiele:

- zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplinter etc.)

### Für wen geeignet:

- ideal für Werkstätten, Labore, oder Produktionsstätten
- Schulen, Universitäten



Augenspül-Station, inkl. 2 x Augenspüllösung à 500 ml

Produkt	Inhalt	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Augenspül-Station	2 x 500 ml Flasche	Set	REF 44022	8944022